


Check Stab Instruments

L'esperienza nella stabilità tartarica

Experience in tartaric stability



Götttert Software

Beethovenstraße 17
64347 Griesheim
06155 86 80 96
goetttert@goetttert-software.de

β2014 WLF

β2014 WLF

Viste le esigenze di mercato nell'ottimizzare i tempi e rendere i procedimenti standard **CheckStab Instruments**, ha ideato un filtro da laboratorio per la preparazione e chiarificazione del campione il **β2014 WLF**, studiato con lo scopo di preparare i campioni per il test della stabilità tartarica che si è comunque dimostrato utilissimo per gli altri usi di laboratorio. Caratteristiche: Capacità filtrante di 300ml, filtrazione sotto pressione (Azoto o Aria), utilizza membrane d.47mm in Polimetro o Filbra di vetro, possibilità di dotare il **β2014 WLF** del supporto multi stage a 3 stadi per filtrazioni in serie, con un solo passaggio.

Given the market's need to improve productivity and the same time provide standard in laboratory procedures, CheckStab Instruments, has designed a filter called **β2014 WLF** for the preparation and clarification of wine sample for testing tartaric stability in wines or other useful testing in the wine laboratory. Characteristics: Filtering capacity 300ml, filtration under pressure (Nitrogen or Air), utilizing membrane d.47mm in Plymer or fiber glass, possibility ti equip the **β2014 WLF** with a multi stage filtration device in series eith only one paggage

Particolari di **β2014 WLF** che evidenziano la semplicità costruttiva e la facilità con si può effettuare il lavaggio.

Detail of the **β2014 WLF** showing the simplicity of construction and ease of cleaning



I dati contenuti nel presente depliant hanno carattere indicativo e possono essere variati, a discrezione del Costruttore, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso.
Data given in this brochure are indicative and can vary at the discretion of the manufacturer at any time and without obligation or notice

Rivenditore Autorizzato - Authorized Distributor

Götttert Software

Beethovenstraße 17
64347 Griesheim
06155 86 80 96
goetttert@goetttert-software.de



Delta Acque del Dott.A.Cavallucci

Via della Treccia N°37 - 50145 Firenze -
Tel. (+39),055,319554/5Fax.(+39),055,316441
www.checkstab.com
info@checkstab.com

C.F. CVLLRT43E15B832B - P.IVA 00538550484 - C.C.I.A.A. FI N°231628 - AIA FI N°63501